



Fotos: Romer Labs

## AGRA STRIP® - ALLERGENTESTS VON ROMER LABS

### IMMUNOLOGISCHE SCHNELLTESTS IM STREIFENFORMAT ZUM NACHWEIS VON ALLERGEN SPUREN IN LEBENSMITTELN, SPÜLWASSER SOWIE AUF OBERFLÄCHEN

- ✓ SCHNELL - nur 11 Minuten (inklusive Extraktion)
- ✓ SENSITIV - LOD (Nachweisgrenze) im niedrigen ppm Bereich
- ✓ STABIL - 12 Monate Haltbarkeit bei Raumtemperatur
- ✓ KOSTENEFFIZIENT - 10 Einzeltests
- ✓ BENUTZERFREUNDLICH - gebrauchsfertige Komponenten inkl. Extraktionspuffer - kein zusätzliches Material nötig!



### VERFÜGBARE AGRA STRIP® TEST KITS:

|                           |                  |                         |            |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| AgraStrip® Erdnuss Kit    | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,1 ppm  | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Gluten Kit     | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,6 ppm  | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Gluten G12 Kit | 25 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 2 ppm    | EUR 285,00 |
| AgraStrip® Haselnuss Kit  | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,3 ppm  | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Mandel Kit     | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,2 ppm  | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Walnuss Kit    | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,35 ppm | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Kasein Kit     | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,04 ppm | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Ei Kit         | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,05 ppm | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Sesam Kit      | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 0,2 ppm  | EUR 150,00 |
| AgraStrip® Senf Kit       | 10 STREIFENTESTS | Nachweisgrenze 1 ppm    | EUR 150,00 |

### FUNKTIONSWEISE:

Die extrahierte Probe wird in das Inkubationsröhrchen transferiert, das spezifische Antikörper enthält. Wenn die Probe das Allergen enthält, bildet sich ein Antigen-Antikörper Komplex. Dieser Komplex wird in der Folge durch den Streifentest detektiert und durch eine sichtbare Testlinie angezeigt.

**Eine detaillierte Anwendungsbeschreibung finden Sie in jedem Kit!**

Die kostengünstige Anschaffung und die einfache Handhabung der AgraStrip® Allergen Kits ermöglichen, dass mehr Proben gezogen und getestet werden können. Diese Vorteile helfen beim Erkennen von Kontaminationsherden ("hot spots") und reduzieren das Risiko, unerwünschte Allergene im Produkt vorzufinden.