

The logo features a blue water drop icon to the left of the letters 'TM' in a large, bold, blue sans-serif font. To the right of 'TM', the word 'SOLFOSTERIL' is written in a smaller, bold, black sans-serif font.

TM SOLFOSTERIL

DESINFEKTIONSMITTEL AUF BISULFITBASIS

TM SOLFOSTERIL ist ein flüssiges, saures Desinfektionsmittel auf der Basis von Bisulfit und wirkt aufgrund seiner Zusammensetzung und des hohen Gehaltes an freiem SO_2 Keim tötend auf Hefe, Bakterien und Schimmelpilze.

TM SOLFOSTERIL kann in Anlagen aus Edelstahl, Kunststoff und Glas angewendet werden. Auf Buntmetalle wirkt das Produkt korrosiv. Das „Sterilmittel“ TM SOLFOSTERIL ist in der Anwendungskonzentration sehr leicht aus der Glasflasche ausspülbar, da es nicht aufzieht. Wird mit Trinkwasser nachgespült, bleiben in der sterilisierten Flasche keine weinschädlichen Keime zurück. Wird nicht ausreichend nachgespült und sofort Wein nachgefüllt, kann das zu einer Erhöhung des SO_2 -Gehaltes im Wein führen.

ANWENDUNG

Eine kalte, 6–10%ige Lösung mindestens 3 Sekunden einwirken lassen und mit Trinkwasser nachspülen.

Konzentrationsbestimmung

Titration gegen Jodid-Jodat möglich. Der Blindwert wird im Betrieb ermittelt und gegen die Gebrauchslösung verglichen.

LIEFERFORM: 23-kg-Kanister

KENNZEICHNUNG NACH DEM CHEMIKALIENGESETZ: Xi Reizend. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.